



Prestaciones de Modal Visión 1.6

MV DS Mono/Multi	MV DS Mono/Multi	MV DS Mono/Multi
MV WS Single/Dual	MV WS Single/Dual	MV WS Single/Dual
+		+
MV Tool Std		MV Tool Std
		+
		MV Tool Pro

Funcionalidad / Prestación

	MV DS Mono/Multi	MV WS Single/Dual	MV DS Mono/Multi	MV WS Single/Dual	MV DS Mono/Multi	MV WS Single/Dual
Modal Visión DICOM Server						
Servidor DICOM I&IMS	X		X		X	
DICOM Storage SCP (Service Class Provider)	X		X		X	
DICOM Modality Worklist SCP (Service Class Provider)	X		X		X	
Componente DICOM Client (incluye DICOM Storage, Query-retrieve y Print SCU - Service Class User)	X		X		X	
Versión Monomodalidad: 1 modalidad DICOM-3	X		X		X	
Versión Multimodalidad: varias modalidades DICOM-3	X		X		X	
Modal Visión WorkStation Client						
Filtrado de imágenes (búsqueda de imágenes por paciente, ID, nº de accesión, rango de fechas, modalidad o localización anatómica).	X		X		X	
Visor mosaico con zoom, window level, anotaciones, medidas, filtros, exportación de imagen o de zona de interés.	X		X		X	
Herramienta de impresión: una o varias imágenes, 3 tamaños y distintos formatos predefinidos, imágenes con zoom o de zonas de interés.	X		X		X	
Exportación de imágenes: individual, por grupos a unidades externas o a CD (visor mosaico integrado y convertido en autoejecutable)	X		X		X	
Visor específico de TAC (CT)	X		X		X	
Versión Single: monitor único	X		X		X	
Versión Dual: multimonitor (máximo 4)	X		X		X	
Licencia unitaria por estación de trabajo / Requiere Modal Visión DICOM Server						
Modal Visión WorkStation Tools Standard						
Módulo de generación de informes: tratamiento de texto con formato, macros, introducción de miniaturas de imágenes.			X		X	
Introducción de informes en CD de imágenes			X		X	
Posibilidad de marcado de las imágenes: imagen ya impresa, de interés, no borrrable.			X		X	
Envío de imágenes por e-mail: con password opcional, varios destinatarios posibles, integración posible del visor mosaico.			X		X	
Licencia unitaria por estación de trabajo / Requiere Modal Visión WorkStation Client						
Modal Visión WorkStation Tools Pro						
Consulta Query-Retrieve a otros PACs o sistemas de almacenamiento DICOM.						X
Envío de imágenes a otros PACS: enviar y almacenar en otros servidores DICOM.						X
Envío de imágenes a Synapse: estudios completos o conjunto de imágenes.						X
Herramienta dicomizadora: captura de señales analógicas de vídeo o fotos digitales, introducción de datos demográficos de paciente, conversión a DICOM, envío.						X
Captura de imágenes con escáneres radiológicos VIDAR y conversión a DICOM.						X
Envío de imágenes a Web vía FTP: diseño página Web de explotación estándar personalizada incluido.						X
Grabación de CD: serigrafía automática con nombre de paciente y logotipo de clínica.						X
Licencia unitaria por estación de trabajo / Requiere Modal Visión WorkStation Client y Modal Visión Work Station Tools Standard.						